

Récapitulatif pour l'acquisition des ailes

02/02/21 - Alice Bauchat

1. Se munir de la grille imprimée sur feuille blanche.
2. Ajouter le support transparent sur la grille :
 - > si vous collez support et grille ensemble, merci d'utiliser les parties noircies pour mettre du scotch.
 - > veiller à ce qu'il y ait le moins de poussières et d'aspérités possible.
3. Disposer une aile d'abeille par case :
 - > pas dans les parties noircies.
 - > sans qu'elle dépasse du cadre.
 - > ce n'est pas grave si toutes les cases ne sont pas remplies.
4. Numériser au scanner Espon v550.
 - > il est important pour nous d'avoir des conditions de numérisation toujours similaires.
 - > merci de laisser la grille en dessous si cela ne décale pas les ailes par rapport au quadrillage. (si ce n'est pas possible : prévenez nous)
5. Enregistrer l'image au format PNG ou JPEG. (et non en PDF)

Merci !

